

HumaPen SAVVIO® - HumaPen LUXURA® HD

Dispositifs médicaux réutilisables pour l'injection d'insuline

HumaPen SAVVIO® - HumaPen LUXURA® HD : Stylos injecteurs d'insuline réutilisables.

Utilisation prévue : auto-administration d'insuline Lilly en cartouches de 3 mL, avec des aiguilles jetables pour stylo (vendues séparément) :

- A utiliser uniquement avec les cartouches de 3 mL d'insuline Lilly (100 UI/mL ou unités/mL). Ne pas utiliser avec d'autres marques de cartouches d'insuline.
- Les stylos peuvent s'utiliser avec les aiguilles BD de Becton Dickinson and Company pour stylo injecteur d'insuline (non fournies).

Utilisateurs prévus : personnes auxquelles des cartouches d'insuline Lilly 3 mL ont été prescrites, incluant des adultes, des adolescents ou des enfants capables de s'auto-administrer, ou des adultes aidants qui administrent l'insuline à d'autres personnes.

Chaque stylo doit être utilisé pour un même patient.

Contre-indications : il n'y a pas de contre-indication connue.

HumaPen SAVVIO® peut être utilisé jusqu'à 6 ans après sa première utilisation, sans dépasser la date limite d'utilisation mentionnée sur l'étui. HumaPen LUXURA® HD peut être utilisé jusqu'à 3 ans après sa première utilisation.

Se référer aux instructions d'utilisation spécifiques à chacun des dispositifs médicaux pour plus d'informations.

HumaPen®, HumaPen SAVVIO® et HumaPen LUXURA® HD sont des marques de Eli Lilly and Company.

Dispositifs médicaux de Classe IIb. Marquage CE 0344 (Organisme notifié : Dekra Certification B.V.). Représentant autorisé dans l'Union Européenne : Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Pays-Bas.

Ces stylos injecteurs d'insuline réutilisables sont pris en charge dans l'auto-traitement pour l'administration de l'insuline au rythme d'une attribution par an.

Tarif LPP : 43,03 €TTC (code LPP 6133067).

Taux de remboursement : 60 %.

HumaPen SAVVIO®, stylo injecteur d'insuline : Dosage à l'unité (de 1 à 60 unités) - Boîte de 1 - ACL 3401051363071 (rouge) - ACL 3401051366553 (bleu) - ACL 3401051366492 (anthracite) - ACL 3401051366324 (vert*) - ACL 3401051366034 (rose*) - ACL 3401051366263 (argenté*).

*Arrêt de mise en service à compter du 29 février 2020 de ces 3 couleurs.

HumaPen LUXURA® HD, stylo injecteur d'insuline : Dosage à la demi-unité (de 0,5 à 30 unités) - Boîte de 1 - ACL 3401047003493 (vert). Arrêt de mise en service à compter du 25 mai 2020.

Date de révision : Avril 2020

Représentant local :
LILLY FRANCE
24 boulevard Vital Bouhot
CS 50004
92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX.
Tél. : 01.55.49.34.34

Information Médicale et Pharmacovigilance :
N° vert : 0.800.00.36.36 ou Tél. : 01.55.49.32.51
Fax : 01.55.49.33.07

Lilly France - Société par Actions Simplifiée au capital de 375 713 701 €- 609 849 153 R.C.S. Nanterre
HumaPen SAVVIO® et HumaPen LUXURA® HD_ML_version1-juillet2020.